

血细胞分析仪用质控物均值及偏差范围

检测机型:LH750

E0029

失效期: 2026-04-16

适用机型	测定参数	N均值	偏差范围		
1501L	WBC 10 <sup>9</sup> /L	2.1	1.8	—	2.4
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	2.31	2.08	—	2.54
	HGB g/L	61	55	—	67
	HCT %	18.4	15.6	—	21.2
	MCV fL	79.5	71.6	—	87.5
	MCH pg	26.4	21.1	—	31.7
	MCHC g/L	332	282	—	382
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	55	44	—	66
1501N	WBC 10 <sup>9</sup> /L	10.1	8.6	—	11.6
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	4.57	4.11	—	5.03
	HGB g/L	133	120	—	146
	HCT %	40.0	34.0	—	46.0
	MCV fL	87.5	78.8	—	96.3
	MCH pg	29.1	23.3	—	34.9
	MCHC g/L	332	282	—	382
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	253	202	—	304
1501H	WBC 10 <sup>9</sup> /L	20.4	17.3	—	23.5
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	5.76	5.18	—	6.34
	HGB g/L	181	163	—	199
	HCT %	55.6	47.3	—	63.9
	MCV fL	96.5	86.9	—	106.2
	MCH pg	31.4	25.1	—	37.7
	MCHC g/L	325	276	—	374
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	474	379	—	569

本品定值结果仅供参考。测定值可因仪器型号、试剂等的不同而有改变。各实验室应建立自己的靶值及控制范围。