

血细胞分析仪用质控物均值及偏差范围

检测机型:LH750		E0024	失效期: 2025-10-16		
适用机型	测定参数	N均值	偏差范围		
1501L	WBC 10 <sup>9</sup> /L	2.1	1.8	—	2.4
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	2.10	1.89	—	2.31
	HGB g/L	59	53	—	65
	HCT %	17.3	14.7	—	19.9
	MCV fL	82.3	74.1	—	90.5
	MCH pg	28.1	22.5	—	33.7
	MCHC g/L	341	290	—	392
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	55	44	—	66
1501N	WBC 10 <sup>9</sup> /L	9.8	8.3	—	11.3
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	4.46	4.01	—	4.91
	HGB g/L	133	120	—	146
	HCT %	39.9	33.9	—	45.9
	MCV fL	89.4	80.5	—	98.3
	MCH pg	29.8	23.8	—	35.8
	MCHC g/L	334	284	—	384
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	237	190	—	284
1501H	WBC 10 <sup>9</sup> /L	19.9	16.9	—	22.9
	RBC 10 <sup>12</sup> /L	5.72	5.15	—	6.29
	HGB g/L	183	165	—	201
	HCT %	54.7	46.5	—	62.9
	MCV fL	95.6	86.0	—	105.2
	MCH pg	32.0	25.6	—	38.4
	MCHC g/L	335	285	—	385
	PLT 10 <sup>9</sup> /L	474	379	—	569

本品定值结果仅供参考。测定值可因仪器型号、试剂等的不同而有改变。各实验室应建立自己的靶值及控制范围。